

Malosa™ Single-Use Instruments

Premium Quality Meets Single-Use



Made In

Britain



BVI



BVI

Malosa™

Malosa™は、眼科領域におけるシングルユースインストルメントおよびシングルユースインストルメントパックのブランドです。それぞれのデザインは、お使いのリユース製品とほぼ同じスペックで製造されています。また、オリジナリティあふれる最新の手技をサポートするアイテムを各種取り揃えています。

私たちは高品質で豊富な製品をみなさまへお届けします。

The Specialists in Single-Use



- 医療現場における二次感染のリスクを軽減します
- 毎症例に安定した品質を提供します
- 滅菌及び管理コストを省き簡便性を向上します

BVIの新しいブランドMalosa™

私たちは医療現場におけるリスク回避のためにシングルユース化を推奨します

Malosa™ Single-Use Instruments

Premium Quality Meets Single-Use

Contents

【フォーセップ】	
Forceps	P2-P3
【カプシュロレクシスフォーセップ】	
Capsulorhexis Forceps	P4
【開瞼器】	
Speculum	P5
【マニピュレーター】	
Manipulator	P6
【その他】	
Other	P7
【インスツルメンツパック】	
Instruments Pack	P8

Forceps

フォーセップ



スタンダードハンドル80mm



ショートハンドル52mm

ジェネラルフォーセップ【General Forceps】

MMSU0286S / MMSU0286CS



ジュエラーフォーセップ

ストレート チップ7mm スタンダードハンドル

MMSU1472S



ジュエラーフォーセップ

アングル チップ4mm 45°アングル スタンダードハンドル

MMSU1418S



マイボームフォーセップ

チップ3.0mm×3.5mm×1.0mm 3.5mm 35°アングル
ハンドル70mm

タイイングフォーセップ【Tying Forceps】

MMSU1125S / MMSU1125CS



タイイングフォーセップ

ストレート チップ0.35mm プラットフォーム5mm
スタンダードハンドル

MMSU1210S / MMSU1210CS



タイイングフォーセップ

カーブ チップ0.25mm プラットフォーム5mm
スタンダードハンドル

MMSU1219S / MMSU1219CS



タイイングフォーセップ

ストレート チップ0.26mm プラットフォーム5mm
ショートハンドル

MMSU1127S / MMSU1127CS



タイイングフォーセップ

アングル シャフト8mm チップ0.35mm プラットフォーム5mm
45°アングル スタンダードハンドル

フォーセップ【Forceps】

MMSU1123S / MMSU1123CS



ボンフォーセップ ショートバージョン

チップ0.3mm 1x2歯 プラットフォーム5mm ショートハンドル

MMSU1124S / MMSU1124CS



ボンフォーセップ

チップ0.4mm 1x2歯 プラットフォーム5mm スタンダードハンドル

MMSU1129S / MMSU1129CS



コリプリフォーセップ ショートバージョン

チップ0.4mm 1x2歯 プラットフォーム5mm ショートハンドル

MMSU1209S / MMSU1209CS



コリプリフォーセップ

ノッチ型 ショートバージョン φ0.2mm
プラットフォーム5mm ショートハンドル

MMSU1114S / MMSU1114CS



ホスキンスフォーセップ

ファイン ノッチ型 ショートバージョン φ0.2mm
プラットフォーム5mm ショートハンドル

MMSU1115S / MMSU1115CS



ホスキンスフォーセップ

ノッチ型 φ0.3mm プラットフォーム5mm
スタンダードハンドル

MMSU1145S / MMSU1145CS



ファインフォーセップ ファインチップ

0.27mm 1x2歯 プラットフォーム5mm ショートハンドル

MMSU1154S




ICLローディングフォーセップ

0.6mm×16.2mm先端 45°アングル 34mmハンドル

Malosa Contour Clips

操作性を向上させるためのオプションとしてコントロールクリップを選択可能です。カタログ番号の末尾にCが付く規格が該当します。コントロールクリップはハンドルに幅と丸みを持たせることができ、把持した際の安定感、操作性を向上させます。また、他製品と区別する目印にもなります。



Capsulorhexis Forceps

カプシュロレクシスフォーセップ

クロスアクションハンドル



MMSU1236S / MMSU1236CS



MICSカプシュロレクシスフォーセップ
カーブ14.5mm チップ0.4mm×0.3mm シャープ

MMSU1237S / MMSU1237CS



MICSカプシュロレクシスフォーセップ
ストレート14.5mm チップ0.4mm×0.3mm シャープ

MMSU1135S



カプシュロレクシスフォーセップ
カーブ12mm チップ0.4mm×0.3mm 鈍

MMSU1136S



カプシュロレクシスフォーセップ
カーブ12mm チップ0.4mm×0.3mm シャープ



スタンダードハンドル

MMSU1567S



カプシュロレクシスフォーセップ
カーブ12mm チップ0.4mm×0.3mm シャープ
スタンダードハンドル

MMSU1568S



カプシュロレクシスフォーセップ
ストレート12mm チップ0.4mm×0.3mm シャープ
スタンダードハンドル

MMSU1571S



カプシュロレクシスフォーセップ
ストレート12mm チップ0.4mm×0.3mm 鈍
スタンダードハンドル


MMSU1573S



カプシュロレクシスフォーセップ
カーブ12mm チップ0.4mm×0.3mm 鈍
スタンダードハンドル

Malosa Contour Clips

操作性を向上させるためのオプションとしてコントロールクリップを選択可能です。カタログ番号の末尾にCが付く規格が該当します。コントロールクリップはハンドルに幅と丸みを持たせることができ、把持した際の安定感、操作性を向上させます。また、他製品と区別する目印にもなります。



Speculum

開瞼器



MMSU1250S



バラック開瞼器

カーブ クローズ型 5.0mm×16.5mm φ1.0mm 幅38mm

MMSU1252S



クラッツ・バラック開瞼器

オープン型 6.5mm×14.0mm φ0.9mm 幅30mm

MMSU1261S



新生児開瞼器 (大)

クローズ型 4.0mm×10mm φ0.8mm 幅25mm

MMSU1262S



新生児開瞼器 (小)

クローズ型 3.0mm×7.0mm φ0.8mm 幅25mm

MMSU1267S



ハンガーター開瞼器

カーブ 6.0mm×13.5mm 厚さ0.7mm 調節式

MMSU1275S



バラック開瞼器

フラット クローズ型 6.5mm×14.5mm φ1.0mm 幅30mm

MMSU1474S



バラック開瞼器 (PC)

カーブ 6.0mm×14.5mm φ0.9mm 幅30mm 厚さ0.7mm

MMSU1479S



バラック開瞼器 (PC)

カーブ 6.0mm×18mm φ1.0mm 幅30mm 厚さ0.8mm

MMSU1265S



小児用調節式開瞼器 (PC)

オープン型 5.0mm×10.5mm φ1.0mm

MMSU1488S



調節式開瞼器 (PC)

カーブ 6.0mm×14.5mm φ1.0mm 厚さ0.7mm

MMSU1494S



調節式開瞼器 (PC)

オープン型 V型 5.5mm×18.5mm φ1.0mm

MMSU1566S



調節式開瞼器 (PC)

カーブ 7.5mm×14.5mm φ1.0mm 厚さ0.8mm

Manipulator

スタンダードハンドル75mm

マニピュレーター



ダブルヘッドハンドル52mm



MMSU1108S

フェイスチョッパー

0.3mm×1.5mm 11.5mm 45°アングルシャフト
スタンダードハンドル



MMSU1118S

コッホチョッパー

1.9mm ラウンドボトム 9.5mm 45°アングルシャフト
スタンダードハンドル



MMSU1228S

コッホチョッパー

1.4mm ラウンドボトム 9.5mm 45°アングルシャフト
スタンダードハンドル



MMSU1440S

コッホチョッパー(細)

1.4mm ラウンドボトム ϕ 0.25mm 9.5mm 45°アングルシャフト
スタンダードハンドル



MMSU1441S

ナガハラチョッパー

0.3mm×1.4mm刃付 10mm 50°アングルシャフト
スタンダードハンドル



MMSU1147S

シンスキーフック

ストレート ϕ 0.18mm×0.5mm シャフト16mm
スタンダードハンドル



MMSU1173S

シンスキーフック

ϕ 0.1mm×0.6mm 10mm 45°アングル スタンダードハンドル



MMSU1433S

クーグレンフック

アングル 0.27mm×1.1mm 10mm 45°アングルシャフト
スタンダードハンドル



MMSU1142S

ボタンマニピュレーター

ボタン:0.25mm×0.3mm 1mmチップ
12mm 45°アングルシャフト スタンダードハンドル



MMSU1487S

フェイスチョッパー/マッシュルームマニピュレーター

0.3mm×0.95mm チョッパーチップ
0.45mm×0.65mm マッシュルームチップ 45°アングル
ダブルヘッドハンドル



MMSU1498S

プレチョッパー

4.5mm×1.6mm 幅3mm フラットハンドル73mm



Other

その他

キャリパー【Caliper】



MMSU1401S



カストロヴィエホ キャリパー
全長30mm 0mm-25mm (0.5mm目盛り)

MMSU1402S



カストロヴィエホ キャリパー(PC)
ストレート PC 0.4mm×0.8mm 全長32mm
0mm-20mm (0.5mm目盛り)

鉗子



MMSU0049S



モスキート
ストレート歯 2mm×1.2mm 全長100mm

MMSU3007S



モスキート
ファイン カーブ 2mm×1.0mm 全長100mm

Malosa™ Single-Use Instruments Pack

Malosa™は眼科手術の様々な単回使用器具をラインナップしています。
また各施設、各症例ごとにカスタマイズしパック化いたします。

- 感染リスクを軽減します
- 業務の改善、効率化に寄与します
- 在庫管理を簡素化します



●お客様のご要望に合わせてカスタマイズいたします。(※各種条件あり)
詳しくは弊社担当営業にご連絡ください。

- (例)
- MMK834/2 Malosa™ コア フェイコ パック2**
- ・カプシュロレクシスフォーセップ
 - ・ボンフォーセップ
 - ・フェイコチョッパー
 - ・開瞼器

Index by Product Number

製品番号	品名	ページ
MMSU0049S	モスキート	7
MMSU0286S/CS	ジュエラーフォーセップ	2
MMSU1108S	フェイコチョッパー	6
MMSU1114S/CS	ホスキンスフォーセップ	3
MMSU1115S/CS	ホスキンスフォーセップ	3
MMSU1118S	コッホチョッパー	6
MMSU1123S/CS	ボンフォーセップ ショートバージョン	3
MMSU1124S/CS	ボンフォーセップ	3
MMSU1125S/CS	タイイングフォーセップ	2
MMSU1127S/CS	タイイングフォーセップ	2
MMSU1129S/CS	コリブリフォーセップ ショートバージョン	3
MMSU1135S	カプシュロレクシスフォーセップ	4
MMSU1136S	カプシュロレクシスフォーセップ	4
MMSU1142S	ボタンマニピュレーター	6
MMSU1145S/CS	ファイフォーセップ ファインチップ	3
MMSU1147S	シンスキーフック	6
MMSU1154S	ICLローディングフォーセップ	3
MMSU1173S	シンスキーフック	6
MMSU1209S/CS	コリブリフォーセップ	3
MMSU1210S/CS	タイイングフォーセップ	2
MMSU1219S/CS	タイイングフォーセップ	2
MMSU1228S	コッホチョッパー	6
MMSU1236S/CS	MICSカプシュロレクシスフォーセップ	4
MMSU1237S/CS	MICSカプシュロレクシスフォーセップ	4
MMSU1250S	バラッケ開眼器	5
MMSU1252S	クラッツ・バラッケ開眼器	5
MMSU1261S	新生児開眼器(大)	5
MMSU1262S	新生児開眼器(小)	5
MMSU1265S	小児用調節式開眼器(PC)	5
MMSU1267S	バンガーター開眼器	5
MMSU1275S	バラッケ開眼器	5
MMSU1401S	カストロヴィエホ キャリパー	7
MMSU1402S	カストロヴィエホ キャリパー(PC)	7
MMSU1418S	マイボームフォーセップ	2
MMSU1433S	クーグレンフック	6
MMSU1440S	コッホチョッパー(細)	6
MMSU1441S	ナガハラチョッパー	6
MMSU1472S	ジュエラーフォーセップ	2
MMSU1474S	バラッケ開眼器(PC)	5
MMSU1479S	バラッケ開眼器(PC)	5
MMSU1487S	フェイコチョッパー/マッシュルームマニピュレーター	6
MMSU1488S	調節式開眼器(PC)	5
MMSU1494S	調節式開眼器(PC)	5
MMSU1498S	プレチョッパー	6
MMSU1566S	調節式開眼器(PC)	5
MMSU1567S	カプシュロレクシスフォーセップ	4
MMSU1568S	カプシュロレクシスフォーセップ	4
MMSU1571S	カプシュロレクシスフォーセップ	4
MMSU1573S	カプシュロレクシスフォーセップ	4
MMSU3007S	モスキート	7

販売名	認証番号
Malosa シングルユース スパーテル	230AFBZX00065000
Malosa シングルユース フォーセップ	230AFBZX00066000
Malosa シングルユース 固定リング	230AFBZX00067000
Malosa シングルユース 開眼器	230AFBZX00068000



製造販売元

ビーバービジテックインターナショナルジャパン株式会社
〒102-0083 東京都千代田区麹町2-8 MLC麹町ビル3F
www.beaver-visitec.co.jp

受注センター Tel.03-5214-2337 Fax.03-5214-2417
お客様AZセンター Mail az-center@beaver-visitec.co.jp