

# VitreQ® Vitreoretinal Instruments

## Squeezer

Squeezerは Prof. Eckardt (エッカード氏)と VitreQ社で  
共同開発した製品です

# SQUEEZER

Dye Squeezer

PFC Squeezer



# SqueezerはProf. Eckardt氏とVitreo社で共同開発した製品です。

## 特 徴

エッカード氏スクイザーは眼科手術用補助剤（染色剤やPFC:パーフルオロカーボン）を注入する際、スピードや注入量等のコントロールを向上させます。  
また、ペンシルグリップは微細なコントロールをサポートします。

### Dye Squeezer



SQ00.D01 ダイスクイザー（染色剤用）2ml  
1箱5本入（ニードル部分は含まれません）

### PFC Squeezer



SQ00.D02 PFCスクイザー5ml  
1箱5本入（ニードル部分は含まれません）



Developed in collaboration with  
Professor Claus Eckardt

販売名	届出番号
エッカード氏 Squeezer	13B1X10112VTQ004



製造販売元  
ビーバービジテックインターナショナルジャパン株式会社  
〒102-0083 東京都千代田区麹町2-8 MLC麹町ビル3階  
www.beaver-visitec.co.jp  
受注センター Tel.03-5214-2337 Fax.03-5214-2417  
メール：az-center@beaver-visitec.co.jp