

VitreQ® Vitreoretinal Instruments

Single-use Forceps, Scissors, Backflush

Beaver-Visitec の新しいブランド VitreQ

硝子体手術のニーズに応え、高品質な製品を開発製造します



23 Gauge system

Single-use micro forceps & scissors



forceps	製品番号: FC23,D02 23G セレイテッド鉗子	製品番号: FC23,D03 23G ILMエンドグリップ鉗子	製品番号: FC23,D04 23G エイシメトリカル エンドグリップ鉗子	製品番号: FC23,D05 23G エッカード氏 ILM 鉗子 (エンドグリップ)
	製品番号: FC23,D06 23G クーン氏パワー鉗子 45°	製品番号: FC23,D07 23G シャー氏 X-tra グリップ鉗子 45°		
scissors	製品番号: SC23,D01 23G マイクロ垂直剪刀	製品番号: SC23,D02 23G マイクロ水平剪刀 直	製品番号: SC23,D03 23G マイクロ水平剪刀 曲	

Single-use backflush instruments

standard style	製品番号: BF23,D01 23G バックフラッシュ アスピレーションチュービング付き	製品番号: BF23,D02 0.7 mm 23G バックフラッシュ ブラッシュ アスピレーションチュービング付き	リトラクタブル retractable style	製品番号: BF23,D05 0.7 mm 23G バックフラッシュ ブラッシュ 先端鋭型 アスピレーションチュービング付き
	製品番号: BF23,D07 8 mm 23G バックフラッシュ 伸縮型 アスピレーションチュービング付き			



特 徴

Ergonomically designed handle

人間工学に基づいたハンドルデザインです
繊細な把持や切断を容易にするため先端チップの開閉がハンドルとリンクしています

Rigid shaft

新素材を用いた硬いシャフトです
たわみを従来比25%軽減しました
すべてのラインナップで先端を含めたシャフトの全長は32mm以上です



25 Gauge system

Single-use micro forceps & scissors



forceps	製品番号 : FC25.D02 25G セレテッド鉗子	製品番号 : FC25.D03 25G ILMエンドグリップ鉗子	製品番号 : FC25.D04 25G エイシメトリカル エンドグリップ鉗子	製品番号 : FC25.D05 25G エッカード氏ILM鉗子 (エンドグリップ)
	製品番号 : FC25.D06 25G クーン氏パワー鉗子 45°	製品番号 : FC25.D07 25G シャー氏X-tra グリップ鉗子 45°		
scissors	製品番号 : SC25.D01 25G マイクロ垂直剪刀	製品番号 : SC25.D02 25G マイクロ水平剪刀 直	製品番号 : SC25.D03 25G マイクロ水平剪刀 曲	

Single-use backflush instruments

standard style	製品番号 : BF25.D01 25G バックフラッシュ アスピレーションチュービング付き	製品番号 : BF25.D02 25G バックフラッシュ ブラッシュ アスピレーションチュービング付き 0.7 mm	リトラクタブル retractable style	製品番号 : BF25.D05 25G バックフラッシュ ブラッシュ 先端収納型 アスピレーションチュービング付き 0.7 mm
	エクステンダブル extendable style	製品番号 : BF25.D07 25G バックフラッシュ 伸縮型 アスピレーションチュービング付き 8 mm		



シャフト : 30mm

Single-use

- 感染対策
- 修理の防止 (洗浄、滅菌を必要としない)
- リユーザブルのバックアップ

Wide range of sizes

ゲージごとに豊富なアイテムを取り揃えています

27 Gauge system

Single-use micro forceps & scissors



forceps	製品番号: FC27.D03  27G ILMエンドグリップ鉗子	製品番号: FC27.D05  27G エッカード氏ILM鉗子 (エンドグリップ)	製品番号: FC27.D07  27G シャー氏 X-tra グリップ鉗子 45°
	scissors	製品番号: SC27.D01  27G マイクロ垂直剪刀	製品番号: SC27.D03  27G マイクロ水平剪刀 曲

Single-use backflush instruments

standard style	製品番号: BF27.D01  27G バックフラッシュ アスピレーションチュービング付き	製品番号: BF27.D02  27G バックフラッシュ ブラッシュ アスピレーションチュービング付き
----------------	---	---



Color-coded

ISOに準じたゲージ毎に色分けをしています

イエロー	20ゲージ
ブルー	23ゲージ
オレンジ	25ゲージ
グレー	27ゲージ

『右のQRコードにアクセスいただくと
Vitreqの症例動画を視聴可能です。』

※QRコードは株式会社デンソーウェブの
登録商標です。



販売名	認証番号
Vitreq ディスポーザブル バックフラッシュ	229AFBZI00010000
Vitreq ディスポーザブル シザーズ	229AFBZI00011000
Vitreq ディスポーザブル フォーセプス	229AFBZI00012000



Beaver-Visitec International, Inc.

411 Waverley Oaks Road, Waltham, MA 02452

Tel: 1.866.906.8080 Fax: 1.866.906.4304

www.beaver-visitec.com

BVI, BVI Logo and all other trademarks are property of
Beaver-Visitec International (BVI) © 2010 BVI

製造販売元

ビーバービジテックインターナショナルジャパン株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-13-9 FORECAST 人形町

www.beaver-visitec.co.jp

受注センター Tel.03-5651-2860 Fax.03-3662-2242

お客様 A Zセンター Tel.03-5651-2865 Fax.03-3662-2565

メール: az-center@beaver-visitec.co.jp