

Vitreo[®] Vitreoretinal Instruments

Reusable Forceps, Scissors, Backflush

Beaver-Visitec の新しいブランド Vitreo

硝子体手術のニーズに応え、高品質な製品を開発製造します



23 Gauge system


Reusable micro forceps & scissors



forceps	製品番号 : FC23.R02  23G セレイテッド鉗子	製品番号 : FC23.R03  23G ILMエンドグリップ鉗子	製品番号 : FC23.R04  23G エイシメトリカル エンドグリップ鉗子	製品番号 : FC23.R05  23G エックード氏ILM鉗子 (エンドグリップ)
	製品番号 : FC23.R06  23G クーン氏パワー鉗子 45°	製品番号 : FC23.R07  23G シャー氏 X-tra グリップ鉗子 45°		
scissors	製品番号 : SC23.R01  23G マイクロ垂直剪刀	製品番号 : SC23.R02  23G マイクロ水平剪刀 直	製品番号 : SC23.R03  23G マイクロ水平剪刀 曲	

Reusable backflush instruments

Backflush consumables

reservoirs	製品番号 : BF00.D52  バックフラッシュ アスピレーションサーバー	tubing	製品番号 : BF00.D53  バックフラッシュ アスピレーションチュービング
	製品番号 : BF23.D52  23G バックフラッシュニードル ブラッシュ		



BF00.R01 バックフラッシュユニバーサルハンドピース

クリーニングアダプター

製品番号 : FC00.R03

Cleaning adaptor



25 Gauge system


Reusable micro forceps & scissors



forceps	製品番号 : FC25,R02  25G セレイテッド鉗子	製品番号 : FC25,R03  25G ILMエンドグリップ鉗子	製品番号 : FC25,R04  25G エイシメトリカル エンドグリップ鉗子	製品番号 : FC25,R05  25G エックアード氏ILM鉗子 (エンドグリップ)
	製品番号 : FC25,R06  25G クーン氏パワー鉗子 45°	製品番号 : FC25,R07  25G シャー氏X-tra グリップ鉗子 45°		
scissors	製品番号 : SC25,R01  25G マイクロ垂直剪刀	製品番号 : SC25,R02  25G マイクロ水平剪刀 直	製品番号 : SC25,R03  25G マイクロ水平剪刀 曲	

Reusable backflush instruments

Backflush consumables

reservoirs	製品番号 : BF00,D52  バックフラッシュ アスピレーションサーバー	tubing	製品番号 : BF00,D53  バックフラッシュ アスピレーションチュービング
	製品番号 : BF25,D52  25G バックフラッシュニードル ブラッシュ		

BF00.R01 バックフラッシュユニバーサルハンドピース



27 Gauge system

Reusable micro forceps & scissors



forceps	製品番号 : FC27,R05  27G エックアード氏ILM鉗子 (エンドグリップ)	製品番号 : FC27,R07  27G シャー氏X-tra グリップ鉗子 45°	scissors	製品番号 : SC27,R01  27G マイクロ垂直剪刀	製品番号 : SC27,R03  27G マイクロ水平剪刀 曲

Vitreoretinal Micro Forceps, Scissors & Backflush

特 徴

Ergonomically designed handle

人間工学に基づいたハンドルデザイン

繊細な把持や切断を容易にするため先端チップの開閉がハンドルとリンクしています

Rigid shaft

新素材を用いた硬いシャフト

たわみを従来比25%軽減しました

すべてのラインナップでシャフトの長さは32mm

Wide range of sizes

ゲージごとに豊富なアイテムを取り揃えています



Color-coded

ISOに準じたゲージ毎に色分けをしています

イエロー	20ゲージ
ブルー	23ゲージ
オレンジ	25ゲージ
グレー	27ゲージ

販 売 名	届 出 番 号
Vitrex 硝子体手術用鉗子	13B1X10112VTQ001
Vitrex バックフラッシュ ユニバーサルハンドピース	13B1X10112VTQ002
Vitrex 硝子体手術用剪刀	13B1X10112VTQ003
販 売 名	認 証 番 号
Vitrex ディスポーザブル バックフラッシュ	229AFBZ100010000

bvi Beaver Visitec

Beaver-Visitec International, Inc.

411 Waverley Oaks Road, Waltham, MA 02452

Tel: 1.866.906.8080 Fax: 1.866.906.4304

www.beaver-visitec.com

BVI, BVI Logo and all other trademarks are property of
Beaver-Visitec International (BVI) © 2010 BVI

製造販売元

ビーバービジテックインターナショナルジャパン株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-13-9 FORECAST 人形町

www.beaver-visitec.co.jp

受注センター

Tel: 03-5651-2860

Fax: 03-3662-2242

お客様 A Z センター

Tel: 03-5651-2865

Fax: 03-3662-2565

メール : az-center@beaver-visitec.co.jp