

VitreQ[®] Vitreoretinal Instruments

Retractable Tissue Manipulator


VitreQ[®]に新しいアイテムが加わりました
低侵襲で網膜硝子体手術をサポートします



VitreQ[®] Retractable Tissue Manipulator

特 徴

- 操作性に優れた独自のデザイン
 - 先端のノッチ付きシリコンチップは、網膜を傷つけずにブラッシングできます
 - チップはシャフト部分に格納でき、スムーズに患部へアクセスできます
 - チップは視認性のよい緑色で、網膜との識別が容易です
- ダイヤモンド粒子不使用
 - 先端チップにダイヤモンド粒子を使用していないため、眼内への粒子残存を防ぎます



カタログ番号	製 品 名	規 格	入 数
TM23.D01	リトラクタブル ティッシュ マニピュレーター	23G	1箱5本入り
TM25.D01	リトラクタブル ティッシュ マニピュレーター	25G	1箱5本入り

販 売 名 : Vitreq ディスポーザブル リトラクタブルマニピュレーター
認証番号 : 231AFBZX00001000



製造販売元
ビーバービジテックインターナショナルジャパン株式会社
〒102-0083 東京都千代田区麹町2-8 MLC麹町ビル3階
www.beaver-visitec.co.jp
受注センター Tel.03-5214-2337 Fax.03-5214-2417
メール : az-center@beaver-visitec.co.jp