

VitreQ[®] Vitreoretinal Instruments

Disposable Vitrectomy Lenses

VitreQ[®]の硝子体レンズは透明度が高く
クリアな視界を提供して 術者をサポートします



VitreQ[®] Disposable Vitrectomy Lenses

特徴

● レンズ素材






- － アクリル樹脂 (PMMA) のハインデックスレンズ
- － 透明度が高く高解像度の視野を確保します

● シリコンリング

- － やわらかい4つのフリンジで、しっかりと眼表面に固定できます
- － カニューラロックにより、複雑な手技中も操作性に優れています
- － リングの縫合やその他補助器材は不要です

● ラインアップ

- － レンズは5タイプで、後眼部をはっきりと観察できます
- － 有水晶体眼と偽水晶体眼の双方にお使いいただけます

カタログ番号	名称	外観	形状	倍率	視野	製品説明
VL00.D01	硝子体レンズ フラット			1.0x		後極部観察用
VL00.D02	硝子体レンズ バイコンケーブ			0.8x		空気置換後 後極部観察用
VL00.D03	硝子体レンズ マグニファイニング			1.4x		後極部拡大観察用
VL00.D04	硝子体レンズ ワイドフィールド			0.5x		後極部広範囲観察用
VL00.D05	硝子体レンズ 30° プリズム			1.0x		周辺視野観察用

販売名: Vitreq ディスポーザブル ビトレクミーレンズ
 認証番号: 301AFBZX00008000



製造販売元

ビーバービジテックインターナショナルジャパン株式会社

〒102-0083 東京都千代田区麹町2-8 MLC麹町ビル3階

www.beaver-visitec.co.jp

受注センター Tel. 03-5214-2337 Fax. 03-5214-2417

メール: az-center@beaver-visitec.co.jp